

Tischzentrifugen ROTINA 380 / 380 R, HETTICH Benchtop Centrifuges ROTINA 380 / 380 R

Tischzentrifugen ROTINA 380 / 380 R

Hochleistungszentrifugen, die durch modernste Technik, hohe Kapazität und große Lauf-
ruhe überzeugen. Diagnostik, Genforschung und Mikrobiologie sind bevorzugte Einsatz-
gebiete dieser Modelle. Mit Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, motorischer
Deckelverriegelung, 98 Programmspeicherplätzen. Mit der komfortablen C-Steuerung er-
folgt die Eingabe der Parameter schnell und einfach durch Symboltasten und Drehknopf.
Anzeige des Ist-Zustands während des Laufs.

Technische Daten:

Außenmaße (B×T×H):	457 × 600 × 418 mm (ROTINA 380) 457 × 750 × 418 mm (ROTINA 380 R)
Gewicht:	ca. 51 kg (ROTINA 380) ca. 81 kg (ROTINA 380 R)
Anschluss:	200 – 240 V, 50/60 Hz (ROTINA 380) 200 – 240 V, 50/60 Hz (ROTINA 380 R)
Anschlusswert:	650 VA (ROTINA 380) 1300 VA (ROTINA 380 R)
max. Drehzahl:	15000 min ⁻¹
max. RCF:	24400
max. Kapazität:	4 × 290 ml
Störaussendung/ Störfestigkeit:	EN/IEC 61326-1, Klasse B
Kühlung ROTINA 380 R:	regelbar von -20°C bis +40°C

Artikel	Best.-Nr.
① ROTINA 380, Tischzentrifuge ohne Rotor	10 56 11701
② ROTINA 380 R, Tisch-Kühlzentrifuge ohne Rotor	10 56 11706

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
③ Ausschwingrotor für max. 4 × 290 ml, ohne Gehänge	10 56 11754
Rundbecher, Leichtmetall, 290 ml, passend in Rotor 1754	10 56 11752
Deckel für Becher 1752, mit Bioabdichtung	10 56 11751
④ Ausschwingrotor für 10 Mikrotiterplatten, 2-fach, ohne Gehänge	10 56 11760
Gehänge, passend in Rotor 1760	10 56 11753
für 5 Mikrotiterplatten, 4 Kulturplatten oder 1 Deep Well Platte	
⑤ Winkelrotor für max. 6 × 94 ml	55 56 11792

Ohne das mitabgebildete Zubehör. Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage.

