

Abtropfbretter, BÜRKLE-LaboPlast® Draining Racks

Abtropfbretter aus Kunststoff (PVC), chemisch weitgehend beständig, bruchfest, tausendfach im Labor erprobt und den dortigen Erfordernissen angepasst.

Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden. In Kombination mit den drei verschiedenen langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknenden Geräte angepasst werden (die Stäbe können jederzeit wieder umgesteckt werden). Mit abnehmbarer Ablaufrinne, mit Drainageanschluss für den Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken).

Lieferbar in 3 verschiedenen Größen.

Lieferung erfolgt in stabilem Versandkarton, komplett mit abziehbarer Staub- und Kratzschutzfolie, mit Aufsteckstäben und Schrauben mit Dübeln für die Wandmontage.



WWR4Q022



①

① Abtropfbrett mit Ablaufrinne komplett mit Aufsteckstäben

Länge cm	Breite cm	Anz. Stäbe 60 mm	Anz. Stäbe 100 mm	Anz. Stäbe 150 mm	Best.-Nr.
40	40	5	26	2	24 05 64040
50	50	10	39	4	24 05 64050
60	60	15	56	6	24 05 64060

Aufsteckstäbe, auswechselbar/umsteckbar

Länge mm	Stab-Ø mm	Best.-Nr.
60	6	24 05 64460
100	10	24 05 64410
150 ¹⁾	12	24 05 64415

¹⁾ Aufsteckstäbe nur zusammen mit 100 mm einsetzbar.

② Abtropfgestell mit Auffangwanne komplett mit Aufsteckstäben

Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden.

Länge cm	Breite cm	Anz. Stäbe 60 mm	Anz. Stäbe 100 mm	Anz. Stäbe 150 mm	Best.-Nr.
40	40	5	26	2	10 04 53041
50	50	10	39	4	10 04 53051
60	60	15	56	6	10 04 53061



②

