


### Technisches Datenblatt

Artikel 282183, 274240 01|2022

- Mit dem **1** **robusten Durchflusspinsel** lassen sich die Kleinteile effektiv reinigen.
- Das Gerät erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme 41 °C und garantiert so eine **2** **optimale Waschkraft** des wässrigen Reinigers.
- Das **3** **optimale Füllvolumen** des Tanks beträgt 25 Liter.
- Eine **4** **Filtermatte** im Gerät hält feinste Verunreinigungen zurück und erhöht die Standzeit des Reinigungsbad.
- Mittels der **5** **bedienerfreundlichen Steuerung** wird die Tauchpumpe ein- und ausgeschaltet.
- Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer **6** **kompakten Technikeinheit** vereint.
- Durch **7** **Öffnen** des Reinigungsbeckens kann der bio.x Reiniger problemlos eingefüllt und die Filtermatte gewechselt werden.
- Der Pinsel kann bei Nichtgebrauch und Transport des Gerätes **8** **im Becken arretiert** werden.
- **9** **Seitliche Griffmulden** erleichtern das Heben und Transportieren des Gerätes.



Dr. Wieland hat das kleinste und mobilste Reinigungsgerät für die biologische und lösemittelfreie Teilereinigung als Tischaufsatzgerät entwickelt. Durch seine kompakten Maße und das geringe Gewicht kommt es für vielfältige Reinigungsaufgaben in der Instandhaltung zum Einsatz. „Der KLEINE 2 (NEU)“ ist außergewöhnlich sparsam und bietet dabei alle wichtigen Grundfunktionen zur manuellen Pinselreinigung.

#### Besonderheiten

- **besonders kompakt und wartungsarm**
- **ideal für Kleinteile**
- **Energiesparmodus für Stillstandzeiten wie nachts oder am Wochenende**
- **erfüllt höchste Ansprüche an die Mobilität des Gerätes**
- **optimale Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41 °C**

#### Technische Daten - Der KLEINE 2 (NEU)

Außenmaße B x T x H [mm]	670 x 560 x 430
Nutzbare Fläche B x T [mm]	370 x 410
Tragkraft [kg]	50
Leergewicht [kg]	16
Optimale Füllmenge [l]	25
Minimale Füllmenge [l]	15
Leistungsaufnahme [W]	660
Heizung [W]	600
Betriebstemperatur [°C]	41



# DR. WIELAND

## Technisches Datenblatt

Artikel 282183, 274240 01|2022

# Teilewaschtisch

## Der KLEINE 2 (NEU)

### Zusätzliche Informationen - Dr. Wieland EASY BIO CLEAN

- **Bio-Reiniger als gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schneidkühlmitteln etc. von Metallteilen**
- **natürliches Reinigungsverfahren auf wässriger Basis mit natürlichen Mikroorganismen für einen biologischen Öl-Abbau**
- **unterliegt nicht der Lösemittelverordnung**
- **kein Gefahrstoff, keine Kennzeichnungspflicht**
- **keine Lösemittel, VOC-frei, schont so den Anwender und die Umwelt vor schädlichen Dämpfen**
- **Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich**
  
- besonders lange Standzeit
- konstant hohe Reinigungsleistung
- keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
- auch erhältlich als ultrastarker Reiniger mit erhöhtem Fettlösevermögen



**Dr. Wieland**  
*EASY BIO CLEAN*  
*praktisch und geeignet*  
*für alle*  
*Kleinteile- und*  
*Pinselfaschtische*



Die vorstehenden technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl von Parametern und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt werden kann, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.

  
**DR. WIELAND**



**Dr. Wieland GmbH & Co. KG**

Am Alten Kraftwerk 9  
D-71672 Marbach am Neckar

**Telefon:** +49 (0) 71 44 / 89 65-0

**Telefax:** +49 (0) 71 44 / 89 65-499

**email:** info@dr-wieland.com

**Internet:** www.dr-wieland.com